

SPRAY MUCOflu



DISPOSITIVO MEDICO

Acido ialuronico, N-Acetil cisteina e Olio essenziale di Eucalipto
Libera il naso e favorisce la respirazione

INDICAZIONI

MUCOflu SPRAY con Acido ialuronico, N-Acetil cisteina e Olio essenziale di Eucalipto è una soluzione per l'irrigazione nasale che idrata la mucosa e favorisce la fluidificazione del muco in eccesso in presenza di congestione donando una rapida sensazione di naso libero; da utilizzare in presenza di malattie da raffreddamento acute e croniche.

Indicato per adulti e bambini dai 3 anni come coadiuvante nel trattamento dei seguenti casi:

- congestioni dovute a raffreddori, sinusiti, riniti croniche, rinosinusiti e riniti allergiche
- eccesso di secrezioni nasali
- riniti da inquinamento ambientale
- post interventi chirurgici

MODO D'USO

Quando il prodotto è nuovo o non lo si usa da tempo, agitare il flacone per alcuni secondi, togliere il cappuccio, attivare l'erogatore premendo con 2 dita sulla base di esso più volte fino a quando non fuoriesce uno spruzzo omogeneo della soluzione. Soffiarsi il naso prima dell'uso. Tenere il flacone in verticale e introdurre il beccuccio all'estremità della narice.

Premere l'erogatore una volta per narice o secondo il parere del medico. Dopo l'uso, ripulire l'erogatore e riporre il cappuccio di protezione su di esso.

POSOLOGIA

Usare al bisogno, anche più volte al giorno per il periodo necessario, fino a completa guarigione. Dopo l'apertura si consiglia di utilizzare il prodotto entro 12 mesi.

COMPONENTI

Acqua, Acido ialuronico, N-Acetil cisteina, Olio di eucalipto, Glicerina, Arginina, Sodio benzoato, Potassio sorbato, Polisorbato 20.

AVVERTENZE DI PRODOTTO

Evitare il contatto con gli occhi; nel caso lavarli abbondantemente con acqua. Non utilizzare nei soggetti con ipersensibilità accertata verso i componenti. Consultare il pediatra per l'uso del prodotto nei bambini a partire dai 3 anni di età. Sospendere l'uso e consultare il medico in caso di reazione avversa. Non ingerire.

Richiudere bene il dispositivo dopo l'uso. Non utilizzare se la confezione è danneggiata o dopo la data di scadenza. Non sono note interazioni con altri prodotti, tuttavia prima di utilizzare lo spray nasale in associazione ad altri dispositivi medici o farmaci è consigliabile consultare il parere del medico.

Qualora lo stato di irritazione persista, nonostante l'uso del dispositivo, si consiglia di rivolgersi al proprio medico, soprattutto in caso di sintomi correlati a malattie croniche delle prime vie respiratorie.

Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini.

L'eventuale presenza di odore sulfureo non è indice di alterazione del prodotto, ma è caratteristica di un componente del prodotto.

Rev. 04/2022

REF **FPAMFS20I**



Nirial Pharma srl
Via Giuseppe Rovani, 7
20123 Milano (Italy)



Distribuito da UNIFARCO SpA
Via Cal Longa, 62
32035 S. Giustina (BL) - I



5°C — 30°C

30 ml e



B01790B
FPAMFS20I_5B

SPRAY MUCOflu



MEDIZINPRODUKT

Mit Hyaluron, N-Acetylcystein und ätherischem Eukalyptusöl
Befreit die Nase und erleichtert das Atmen

HINWEISE

NASENSPRAY MUCOflu mit Hyaluron, N-Acetylcystein und ätherischem Eukalyptusöl ist eine Lösung zum Einsprühen in die Nase. Dieses Nasenspray befeuchtet die Nasenschleimhaut, sorgt dafür, dass das überschüssige Nasensekret flüssiger wird und befreit schnell die Nase. Zur Anwendung bei akutem und chronischem Schnupfen und Erkältungen.

Empfohlen für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren als begleitende Maßnahme bei:

- Schnupfen, Erkältung, Sinusitis (Nasennebenhöhlenentzündung), chronischem Schnupfen, Rhinosinusitis und allergischem Schnupfen
- überschüssigen Nasensekreten
- Schnupfen durch Umweltverschmutzung
- nach chirurgischen Eingriffen

ANWENDUNG

Vor dem erstmaligen Gebrauch oder wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wurde: Das Nasenspray einige Sekunden lang schütteln, die Schutzkappe abnehmen und dann mit 2 Fingern mehrmals die Pumpe betätigen, bis die Lösung in Form eines gleichmäßigen Sprühnebels austritt. Vor der Anwendung die Nase putzen. Das Nasenspray senkrecht halten und den Sprühkopf abwärts in eine Nasenöffnung einführen. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, einen Sprühstoß in jedes Nasenloch einsprühen.

Nach der Anwendung den Sprühkopf reinigen und die Schutzkappe wieder aufsetzen.

DOSIERUNG

Je nach Bedarf, auch mehrmals täglich, bis zur vollständigen Heilung anwenden. Nach Anbruch darf das Nasenspray nicht länger als 12 Monate angewendet werden.

INHALTSSTOFFE

Wasser, Hyaluronsäure, N-Acetylcystein, Eukalyptusöl, Glycerin, Arginin, Natriumbenzoat, Kaliumsorbat, Polysorbat 20.

WARNHINWEISE

Den Kontakt mit den Augen vermeiden; gegebenenfalls mit reichlich Wasser ausspülen. Nicht bei Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere der Inhaltsstoffe anwenden. Bei Kindern ab 3 Jahren das Produkt nur nach Rücksprache mit dem Kinderarzt anwenden. Sollten Nebenwirkungen auftreten, die Anwendung abbrechen und beim Arzt um Rat fragen. Nicht schlucken. Nach Gebrauch sorgfältig schließen. Das Produkt nicht verwenden, sollte die Verpackung beschädigt sein. Nicht nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums anwenden. Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Produkten bekannt; dennoch sollte vor der Anwendung des Nasensprays in Kombination mit anderen Medizinprodukten oder Arzneimitteln der Rat des Arztes eingeholt werden. Hält der Reizzustand

trotz der Anwendung des Nasensprays an, sollte, insbesondere bei Symptomen im Zusammenhang mit chronischen Erkrankungen der oberen Atemwege, der behandelnde Arzt aufgesucht werden. Außerhalb der Reichweite und der Sicht von kleinen Kindern aufbewahren. Eventueller Schwefelgeruch weist nicht auf eine Veränderung des Produkts hin, sondern ist charakteristisch für einen seiner Bestandteile.

Rev. 04/2022

REF **FPAMFS20T**



Nirial Pharma srl
Via Giuseppe Rovani, 7
20123 Milano (Italy)



Vertrieben von UNIFARCO SpA
Via Cal Longa, 62
32035 S. Giustina (BL) - I



5°C — 30°C

30 ml e



B01790B
FPAMFS20I_5B

Ácido hialurónico, N-Acetilcisteína y Aceite esencial de Eucalipto
Descongestiona la nariz y favorece la respiración

INDICACIONES

MUCOflu SPRAY con Ácido hialurónico, N-Acetilcisteína y Aceite esencial de Eucalipto es una solución para irrigación nasal que hidrata la mucosa, favorece la fluidificación del exceso de mucosidad en presencia de congestión y aporta una rápida sensación de alivio. Indicado en caso de resfriados agudos y crónicos.

Indicado para adultos y niños a partir de los 3 años como coadyuvante en el tratamiento de los siguientes casos:

- Congestiones debidas a resfriados, sinusitis, rinitis crónicas, rinosinusitis y rinitis alérgica
- Exceso de secreciones nasales
- Rinitis debidas a contaminación ambiental
- Después de operaciones quirúrgicas

MODO DE USO

Cuando el producto es nuevo o no se utiliza desde hace tiempo, agitar el frasco durante unos segundos, sacar el tapón, activar el dispensador pulsándolo con 2 dedos varias veces hasta obtener una pulverización homogénea de la solución. Tenga especial cuidado en no vaporizar el producto en los ojos o la boca. Sonarse la nariz antes del uso. Mantener el frasco en vertical e introducir la boquilla por la fosa nasal. Pulsar el dispensador una vez para cada fosa nasal o según las indicaciones del médico. Después del uso, limpiar el dispensador y colocarle el tapón de protección.

POSOLOGÍA

Utilizar según necesidad, incluso varias veces al día, hasta que esté completamente curado. Después de la apertura, se recomienda utilizar el producto en los 12 meses siguientes.

COMPONENTES

Agua, Ácido hialurónico, N-acetilcisteína, Aceite de eucalipto, Glicerina, Arginina, Benzoato de sodio, Sorbato de potasio, Polisorbato 20.

ADVERTENCIAS

Evitar el contacto con los ojos; en caso de contacto aclarar abundantemente con agua. No utilizar en pacientes con hipersensibilidad a alguno de sus componentes. Consultar con el pediatra para el uso del producto en niños a partir de los 3 años. En caso de reacciones desfavorables, suspenda el tratamiento y consulte con el médico. No tragar. Cerrar correctamente el producto después del uso. No utilizar si el envase está deteriorado o después de la fecha de caducidad. No se conocen interacciones con otros productos, pero antes de utilizar el spray nasal con otros productos sanitarios o medicamentos se recomienda consultar con el médico. Si el estado de irritación persiste consultar con el médico o farmacéutico, sobre todo si se presentan síntomas relacionados con enfermedades crónicas de las vías respiratorias altas.

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. La eventual presencia de olor sulfuroso no indica una alteración del producto, se trata de una característica de uno de los componentes del producto.

Rev. 04/2022

REF **FPAMFS20S**



Nirial Pharma srl
Via Giuseppe Rovani, 7
20123 Milano (Italy)



Distribuido por UNIFARCO SpA
Via Cal Longa, 62
32035 S. Giustina (BL) - I



5°C - 30°C

30 ml e



B01790B
FPAMFS20L_5B

Acide hyaluronique, N-Acétylcystéine et Huile essentielle d'eucalyptus
Dégage le nez et favorise la respiration

INDICATIONS

MUCOflu SPRAY avec Acide hyaluronique, N-Acétylcystéine et Huile essentielle d'eucalyptus est une solution pour l'irrigation nasale qui hydrate la muqueuse et favorise la fluidification du mucus excédentaire en présence de congestion, pour une sensation rapide de nez dégage. À utiliser en cas de maladies rhinopharyngées aiguës ou chroniques.

Indiqué pour les adultes et les enfants à partir de 3 ans en complément dans le traitement des cas suivants :

- congestions dues aux rhumes, sinusites, rhinites chroniques, rinosinusites et rhinites allergiques
- excès de sécrétions nasales
- rhinites dues à la pollution environnementale
- après des interventions chirurgicales.

CONSEILS D'UTILISATION

Lorsque le produit est neuf ou n'a pas été utilisé depuis un certain temps, agiter le flacon pendant quelques secondes, retirer le bouchon, activer le distributeur en appuyant avec 2 doigts plusieurs fois sur sa base, jusqu'à la sortie d'un jet homogène de la solution. Se moucher avant l'utilisation. Tenir le flacon verticalement et insérer l'embout dans l'extrémité de la narine. Une pulvérisation par narine ou plus selon l'avis du pharmacien ou du médecin. Après l'utilisation, nettoyer le distributeur et remettre le bouchon de protection.

POSOLOGIE

À utiliser selon les besoins, même plusieurs fois par jour pendant la durée nécessaire, jusqu'à guérison complète. Après l'ouverture, il est conseillé d'utiliser le produit dans les 12 mois.

COMPOSANTS

Eau, Acide hyaluronique, N-Acétylcystéine, Huile essentielle d'eucalyptus, Glycérine, Arginine, Benzoate de sodium, Sorbate de potassium, Polysorbate 20.

PRÉCAUTIONS

Éviter le contact avec les yeux ; le cas échéant, les laver abondamment à l'eau. Ne pas utiliser chez les sujets présentant une hypersensibilité avérée aux composants. Consulter le pédiatre pour l'utilisation du produit chez les enfants à partir de 3 ans. Interrompre l'utilisation et consulter le pharmacien ou le médecin en cas d'effets indésirables. Ne pas avaler. Refermer soigneusement le dispositif après usage. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou après la date de péremption. Il n'y a aucune interaction connue avec d'autres produits, toutefois consulter le pharmacien ou le médecin avant d'utiliser le spray nasal en association avec d'autres dispositifs médicaux ou médicaments. Si l'état d'irritation persiste, malgré l'utilisation du dispositif, il est conseillé de consulter le médecin, notamment en cas de

symptômes liés à des maladies chroniques des voies respiratoires supérieures. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. La présence éventuelle d'une odeur sulfureuse ne constitue pas un signe d'altération du produit, mais la caractéristique d'un composant du produit.

Rev. 04/2022

REF **FPAMFS20F**



Nirial Pharma srl
Via Giuseppe Rovani, 7
20123 Milano (Italy)



Distribué par UNIFARCO SpA
Via Cal Longa, 62
32035 S. Giustina (BL) - I



5°C - 30°C

30 ml e



B01790B
FPAMFS20L_5B